



No hay nada
más rápido que
Optium Xceed



La medición de glucosa más rápida
y con la muestra más pequeña del
mundo

También medición
de cuerpos cetónicos
en sangre



Optium Xceed

Diseñado para la vida diaria. Mayor seguridad.

 **Abbott**
A Promise for Life



Medición rápida

- Resultados en 3 segundos
- No hay nada más rápido



Medición simple

- Ahora 50% menos de sangre



- 0,3 µL – la muestra de sangre más pequeña del mundo para una medición simple
- Aplicar la sangre por el extremo o por la parte superior de la tira

Actualización automática

- El **SmartChip** calibra y actualiza automáticamente el medidor
- No es necesario cambiar el medidor



Sistema versátil

- También para medir cuerpos cetónicos en sangre – para mayor seguridad
- Cómodo, discreto e higiénico



Resultado rápido - 10 segundos
Tira de cuerpos cetónicos en sangre
Muestra de sangre pequeña (1.5 µL)

Optium Xceed

Rápido y simple

Medición de glucosa y cuerpos cetónicos en sangre

Medición rápida y simple para la vida diaria

- Lectura fácil, pantalla con retroiluminación
- Memoria de 450 resultados con promedios

Controla tu **glucosa y cuerpos cetónicos en sangre** con el mismo medidor Optium Xceed

Solo dos pasos

Inserta la tira y añade la muestra

Auto calibración

No necesita codificación manual



Aplicación sencilla de muestra



Por el extremo



Por la parte superior



Confirmación visual

Glucosa en sangre

- **AHORA** muestra de 0,3 μ L
- **AHORA** resultados en 3 segundos

Cuerpos cetónicos en sangre

- Sólo 1,5 μ L de muestra
- Resultados en 10 segundos

Servicio de Atención al Cliente

900 300 119

www.abbottdiabetescare.es

